

## *Ліжко Мелорі*

### *Інструкція з експлуатації*



V0826

КОМФОРТНІ МЕБЛІ

[adk.ua](http://adk.ua)

## Загальний опис моделі

Ліжко Мелорі - це сучасний модельний ряд ліжок, розроблений з урахуванням функціональності і ергономіки, із застосуванням якісних і екологічно чистих матеріалів відповідно з ДСТУ 16371 и ДСТУ 19917.

Можливе виготовлення ліжка з наступними габаритами спального місця:

|            |            |
|------------|------------|
| 1400x2000, | 1400x1900, |
| 1600x2000, | 1600x1900, |
| 1800x2000, | 1800x1900  |

Ліжко Мелорі – розбірне, без матраца. Складається з трьох царг (бічні та передня), металевої рами, двох ящиків для білизни, м'якого узголів'я. Короб зроблено із ЛДСП. Узголів'я встановлене на ніжках заввишки 25 мм. У передній частині ліжка встановлені металеві опори заввишки 150 мм. Корисна глибина ящика для білизни - 130мм

### **Основні матеріали, що застосовуються при виготовленні моделі:**

**Узголів'я:** ДСП (Е1), ДВП (Е1), фанера (Е1), ППУ, флізелін, синтепон.



**Ящик для білизни:** ЛДСП (Е1), брус сосновий, ДВП (Е1), фанера (Е1).

**Царги:** ДСП (Е1), ДВП (Е1), фанера (Е1), ППУ, флізелін, синтепон.


**Рама металева:** металевий каркас, ламелі, брус зрощений.

**Максимально можливе не сконцентроване навантаження на одне спальне місце – 120кг**

## Загальний вигляд моделі



## Габаритні розміри ліжка Мелорі




|                | A   | B   | C       | D  | E  | F  | G  | H   |
|----------------|-----|-----|---------|----|----|----|----|-----|
| Мелорі 1,4     | 223 | 174 | 140x200 | 15 | 13 | 21 | 36 | 117 |
| Мелорі 1,6     | 223 | 194 | 160x200 | 15 | 13 | 21 | 36 | 117 |
| Мелорі 1,8     | 223 | 214 | 180x200 | 15 | 13 | 21 | 36 | 117 |
| Мелорі 1,4x1,9 | 213 | 174 | 140x190 | 15 | 13 | 21 | 36 | 117 |
| Мелорі 1,6x1,9 | 213 | 194 | 160x190 | 15 | 13 | 21 | 36 | 117 |
| Мелорі 1,8x1,9 | 213 | 214 | 180x190 | 15 | 13 | 21 | 36 | 117 |

## Транспортування, збирання та трансформація моделі

### 1. Пакування

- кількість пакувань – 5шт

### 2. Комплектація (ліжко Мелорі)




| №  | Назва                   | Кількість |
|----|-------------------------|-----------|
| 1  | Амортизатор             | 2         |
| 2  | Узголів'я               | 1         |
| 3  | Ящик для білизни лівий  | 1         |
| 4  | Ящик для білизни правий | 1         |
| 5  | Підйомний механізм      | 1         |
| 6  | Ніжка металева Н-150    | 2         |
| 7  | Рама металева           | 1         |
| 8  | Царга ліва              | 1         |
| 9  | Царга передня           | 1         |
| 10 | Царга права             | 1         |
| 11 | Болт М6х20 під ключ     | 6         |


|    |                           |    |
|----|---------------------------|----|
| 12 | Болт М8х120 під ключ      | 3  |
| 13 | Болт М8х40 під ключ       | 10 |
| 14 | Болт М8х65 під ключ       | 4  |
| 15 | Гвинт з прес шайбою М6х20 | 8  |
| 16 | Гайка М8                  | 3  |
| 17 | Тримач матраца            | 1  |
| 18 | Ніжка пластикова          | 2  |
| 19 | Технічна ніжка 150мм      | 1  |
| 20 | Шайба D6                  | 6  |
| 21 | Шайба D8                  | 20 |
| 22 | Шуруп універсальний 4х30  | 8  |
| 23 | Шуруп універсальний 6х40  | 2  |




З'єднати між собою №3, №4 за допомогою №12 та №21




З'єднати №3, №4 з №8, 9, 10, за допомогою №13, №21



Встановити ніжки передні №6 за допомогою №22 і технічну №19 за допомогою №23



З'єднати №2, №3, №4 за допомогою №14, №21



З'єднати №5, 7 за допомогою №11, №20. Встановити №17 на раму №7

